

Recette de milieu de culture

Czapeks-Dox + 0,2% YE

Détails

Pour 1 litre de bouillon:

30 g de sucre.

3 g de sodium nitrate.

1 g de dipotassium phosphate.

0,5 g de magnesium sulfate.

0,5 g de potassium chloride.

0,01 g de ferrous sulfate.

2 g d'extrait de levure.

Compléter à 1 litre avec de l'eau.

Pour Czapeks-Dox-agar:

Ajouter 15g d'agar par litre.

Pour Czapeks-Dox-top agar:

Ajouter 7,5 g d'agar par litre.

Autoclaver.

Dernières modifications le 20 janvier 2011